

Patienteninformation

## LANGZEIT-EKG

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Bei Ihnen wird ein LZ – EKG durchgeführt. Hierzu sind folgende Punkte zu beachten:

### 1. Recorder:

- Sollten während der Aufzeichnung körperliche Probleme auftreten (z.B. starke Hautirritationen) informieren Sie uns
- Versuchen Sie nicht den Recorder zu öffnen oder in irgendeiner Art zu verändern
- Vermeiden Sie starke Stöße und lassen Sie den Recorder nicht fallen
- Der Recorder darf nicht in einer Sauna oder ähnlichen Feuchträumen getragen werden
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und besprühen Sie es nicht mit Flüssigkeiten
- Vermeiden Sie extreme Kälte, Hitze und übermäßige Staubentwicklung



### 2. Nutzung der Ereignistaste:

- Die Ereignistaste befindet sich auf der Vorderseite des Recorders. Wenn Sie die Ereignistaste drücken, wird dieser Moment aufgezeichnet

### 3. LED – Anzeige:

- Die LED – Anzeige des Recorders blinkt während der Aufzeichnung grün. Sollte dies nicht der Fall sein, informieren Sie uns

### 4. Recorder und Elektroden abnehmen:

- Die Entfernung des Recorders und der Elektroden wird in der Regel bei uns in der Praxis durchgeführt

Ihr LZ – EKG – Gerät hat einen Wert von ca. 2500€. Sollte es zu einer mutwilligen Beschädigung (z.B. Wasser, Stoß, Sturz, Kabelriss...) kommen, müssen wir Ihnen die Kosten für die Reparatur (oder Ersatz) in Rechnung stellen.

Über die Untersuchung mittels LZ – EKG bin ich aufgeklärt worden und mit der Durchführung einverstanden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Patientin/ des Patienten